

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd34 Umano Per Fc - P28906

Numero articolo: CM0009091

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD34 umano (P28906) per citometria a flusso. Rileva le cellule progenitrici ematopoietiche e le cellule endoteliali. Adatto per applicazioni FC nella ricerca ematopoietica. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD34 umano
Note/Alias	CD34; molecola CD34; GIG3
Specie	Umano
ID del gene (umano)	947
ID del gene	947
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-290 del CD34 umano (NP_001020280.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P28906
Peso della proteina	35 kDa/41 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante