

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Uomo Cd34 Per If/Icc E Fc - P28906

Numero articolo: CM0004865

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio marcato con che bersaglia CD34 umano, validato per immunofluorescenza (IF/ICC) e citometria a flusso (FC). Ideale per studi su cellule staminali ematopoietiche e cellule endoteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Coniglio anti-Uomo CD34
Annotazioni/Alias	CD34; molecola CD34; GIG3; MORT1
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	947
ID Gene	947
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 170-290 di CD34 umano (NP_001020280.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	P28906
Peso Proteico	35kDa/41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio