

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd34 Per If/Icc E Citometria A Flusso - P28906

Numero articolo: CM0012332

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD34 umano, validato per immunofluorescenza e citometria a flusso. Adatto per la ricerca su cellule staminali ematopoietiche e cellule endoteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD34 mAb
Note/Alias	CD34; molecola CD34; GIG3; MORT1
Specie	Umana
GenID	947
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-290 di CD34 umano (NP_001020280.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P28906
Peso proteico	35kDa/41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio