

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd35 Per Fc - P17927

Numero articolo: CM0005027

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD35 per la rilevazione in citometria a flusso del recettore del complemento di tipo 1 (CR1) umano su eritrociti e cellule immunitarie. Solo per uso nella ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD35
Note/Alias	CR1; C3BR; C4BR; CD35; KN; recettore del complemento di tipo 1
Specie	Umano
GenelD (umano)	1378
GenelD	1378
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 901-1095 del CD35 umano (NP_000564.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P17927
Peso Proteico	223kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio