

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd35 Umano Per Fc - P17927

Numero articolo: CM0007933



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD35 umano (CR1). Validato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio dell'aderenza immunitaria mediata dal complemento, dell'opsonizzazione, dell'ingresso virale e della differenziazione delle cellule T regolatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD35 umano
Note/alias	CR1; C3BR; C4BR; CD35; KN; recettore del complemento di tipo 1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	1378
ID del gene	1378
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente gli aa 901-1095 di CD35 umano, NP_000564.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P17927
Peso della proteina	223 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata