

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Umano Cd35 Per Citometria A Flusso - P17927

Numero articolo: CM0008365



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato mirato al CD35 umano (CR1). Validato per citometria a flusso, rileva il recettore del complemento di tipo 1 su eritrociti e cellule immunitarie. Ideale per studiare l'adesione immunitaria e la clearance mediata dal complemento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio anti-umano CD35 coniugato
Note/Alias	CR1; C3BR; C4BR; CD35; KN; recettore del complemento di tipo 1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1378
Gene ID	1378
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 901-1095 del CD35 umano (NP_000564.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P17927
Peso proteico	223kDa
Spedizione	Sacca refrigerante