


Coniglio Anti-Umano Cd352/Slamf6 Anticorpo Monoclonale Per Fc - Q96Du3

Numero articolo: CM0012043



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con di coniglio che targeting umano CD352/SLAMF6 per citometria a flusso. Validato per campioni umani; SLAMF6 è un recettore autoligando che modula l'attivazione delle cellule NK e T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano CD352/SLAMF6 mAb
Osservazioni/Alias	SLAMF6; CD352; KALI; KALIB; Ly108; NTB-A; NTBA; SF2000; Membro della famiglia SLAM 6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	114836
GeneID	114836
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-215 del CD352/SLAMF6 umano (NP_001171643.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q96DU3Q96DU3
Peso proteico	24kDa/37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio