

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Uomo Cd353/Slamf8 Per Citometria A Flusso - Q9P0V8

Numero articolo: CM0009379

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che bersaglia CD353 (SLAMF8) umano. Validato per citometria a flusso, adatto per la ricerca su linfociti B e tessuti linfoidi. Materia prima IVD affidabile di CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Rabbit anti-Human CD353/SLAMF8 mAb
Note / Alias	BLAME; CD353; SBBI42
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	56833
GenelD	56833
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-123 di CD353/SLAMF8 umano (NP_064510.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	Q9P0V8
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio