


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Umano Cd355/Crtam Per Fc - O95727

Numero articolo: CM0008541



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro il CD355/CRTAM umano per citometria a flusso. Bersaglia CRTAM, una molecola di adesione dei linfociti T che regola l'attivazione e la ritenzione tissutale. Adatto per la ricerca sui linfociti T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Umano CD355/CRTAM
Note/Alias	CD355
Specie	Umano
GeneID (Umano)	56253
GeneID	56253
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-287 del CD355/CRTAM umano (NP_062550.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O95727
Peso Proteico	22kDa/44kDa
Spedizione	Sacca refrigerante