

Mab Coniglio Anti-Umano Cd369/Dectin-1 Per Fc - Q9Bxn2

Numero articolo: CM0011351

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD369/Dectin-1 coniugato con validato per citometria a flusso (FC). Riconosce il recettore per i beta-glucani CLEC7A, permettendo studi sull'immunità innata e sulle infezioni fungine. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD369/Dectin-1 mAb
Annotazioni/Alias	CLEC7A; BGR; CANDF4; CD369; CLECSF12; DECTIN1; SCARE2; C-type lectin domain containing 7A
Specie	umano
ID gene (Umano)	64581
ID gene	64581
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 66-247 di CD369/Dectin-1 umano (NP_922938.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9BXN2
Peso proteico	5kDa/8kDa/13-27kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio