

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Umano Cd369/Dectin-1 Per Fc - Q9Bxn2

Numero articolo: CM0009345

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità coniugato , mirato al recettore di riconoscimento dei pattern CD369/Dectin-1 (CLEC7A) umano per beta-glucani. Validato per citometria a flusso, adatto per studi sull'immunità innata e sulla patogenesi fungina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Umano CD369/Dectin-1
Note/Alias	CLEC7A; BGR; CANDF4; CD369; CLECSF12; DECTIN1; SCARE2; C-type lectin domain containing 7A
Specie	Umano
GeneID	64581
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 66-247 di CD369/Dectin-1 umano, NP_922938.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9BXN2
Peso Proteico	5kDa/8kDa/13-27kDa
Spedizione	Sacco refrigerante