

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti- Cd369/Dectin-1 Umano Per Citometria A Flusso - Q9Bxn2

Numero articolo: CM0008914

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro il CD369/Dectin-1 (CLEC7A) umano per citometria a flusso. Mira al dominio extracellulare; ideale per rilevare Dectin-1 su leucociti e cellule dendritiche nella ricerca sull'immunità innata e sulle infezioni fungine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD369/Dectin-1 umano
Note/Alias	CLEC7A; BGR; CANDF4; CD369; CLECSF12; DECTIN1; SCARE2; C-type lectin domain containing 7A
Specie	Umano
GeneID (umano)	64581
GeneID	64581
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 66-247 del CD369/Dectin-1 umano (NP_922938.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9BXN2
Peso Proteico	5kDa/8kDa/13-27kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio