


Mab Coniglio Anti-Cd370/Clec9A Umano - Q6Uxn8

Numero articolo: CM0007863



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato altamente specifico che bersaglia CLEC9A/CD370 umano, validato per citometria a flusso. Ideale per la ricerca sulle cellule dendritiche e la cross-presentazione di antigeni da cellule morte.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-CD370/CLEC9A umano
Note/Alias	CD370; DNGR1; DNGR-1; UNQ9341
Specie	Umana
ID gene	283420
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-241 di CD370/CLEC9A umano (NP_997228.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q6UXN8
Peso proteico	27 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio