


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd370/Clec9A Umano Per Citometria A Flusso - Q6Uxn8

Numero articolo: CM0011780



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro il CD370/CLEC9A umano (DNGR-1), validato per la citometria a flusso. Riconosce un recettore delle cellule dendritiche per antigeni associati a cellule morte. Ideale per l'immunofenotipizzazione e la ricerca biologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD370/CLEC9A
Note/Alias	CD370; DNGR1; DNGR-1; UNQ9341
Specie	Umano
GenelD (Umano)	283420
GenelD	283420
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-241 del CD370/CLEC9A umano (NP_997228.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q6UXN8
Peso Proteico	27 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio