


## Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Umano Cd370/Clec9A Per Citometria A Flusso - Q6Uxn8

Numero articolo: CM0006042



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia CD370/CLEC9A umano (Q6UXN8). Validato per citometria a flusso, permette l'identificazione delle cellule dendritiche BDCA3+ e gli studi sulla presentazione incrociata di antigeni da cellule morte.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | mAb Rabbit anti-Human CD370/CLEC9A                                                                                                                          |
| Annotazioni/Alias   | CD370; DNGR1; DNGR-1; UNQ9341                                                                                                                               |
| Specie              | Umana                                                                                                                                                       |
| GeneID              | 283420                                                                                                                                                      |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-241 di CD370/CLEC9A umano (NP_997228.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                                       |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                                          |
| Reattività crociata | Umana                                                                                                                                                       |
| SWISS               | Q6UXN8                                                                                                                                                      |
| Peso proteico       | 27kDa                                                                                                                                                       |
| Spedizione          | Sacco ghiacciato                                                                                                                                            |