


Mab Coniglio Anti-Cd38 Umano - P28907

Numero articolo: CM0009353



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD38 umano per citometria a flusso. Bersaglia CD38 (ADP-ribosil ciclasi 1), coinvolta nella segnalazione del calcio e nell'adesione cellulare. Adatto per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-CD38 umano
Annotazioni/Alias	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; molecola CD38
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	952
ID gene	952
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 43-300 della CD38 umana (P28907)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P28907
Peso proteico	13kDa/34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio