


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd38 Umano Per Citometria A Flusso - P28907

Numero articolo: CM0005572



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che mira al CD38 umano per citometria a flusso. Il CD38 è una glicoproteina transmembrana multifunzionale con funzioni enzimatiche e recettoriali, coinvolta nella segnalazione del calcio e nell'attivazione dei linfociti. Ideale per l'immunofenotipizzazione e la ricerca su cellule immunitarie, diabete e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD38 umano
Note/Alias	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; molecola CD38
Specie	Umano
GeneID (Umano)	952
GeneID	952
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 43-300 del CD38 umano (P28907).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P28907
Peso Proteico	13kDa/34kDa
Spedizione	Sacco refrigerante