

Rabbit Anti-Human Cd39/Entpd1 Mab Per Fc - P49961

Numero articolo: CM0008818

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che mira al CD39/ENTPD1 umano per citometria a flusso. Specifico per CD39 umano, validato per applicazioni FC. Ideale per studi immunologici sull'attività ectonucleotidasi e sull'attivazione dei linfociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human CD39/ENTPD1 mAb
Osservazioni/Alias	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	953
GeneID	953
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 255-442 del CD39/ENTPD1 umano (NP_001767.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P49961
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio