

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd39/Entpd1 Umano Per Fc - P49961

Numero articolo: CM0004899

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato specifico per il CD39/ENTPD1 umano per citometria a flusso. Validato su campioni umani per la ricerca sull'ectonucleotidasi e sull'attivazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD39/ENTPD1 umano
Note/Alias	CD39; SPG64; ATPasi; NTPasi-1
Specie	Umano
GeneID	953 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 255-442 del CD39/ENTPD1 umano (NP_001767.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P49961
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio