


Anticorpo Monoclonale Coniugato, Coniglio Anti-Umano Cd4 Per Fc - P01730

Numero articolo: CM0005153



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il CD4 umano, coniugato con , per citometria a flusso (FC). Bersaglia la glicoproteina di superficie dei linfociti T CD4 (T4/Leu-3), validato per reattività umana. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-Umano CD4
Note/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Specie	Umano
GeneID (Umano)	920
GeneID	920
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-207 del CD4 umano (NP_000607.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P01730
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio