


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd40 Umano - P25942

Numero articolo: CM0008514



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD40 umano per citometria a flusso (FC). Rileva il CD40 umano (p50, Bp50, CDW40, TNFRSF5), un recettore immunitario chiave. Ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD40 umano
Note/alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Specie	Uomo
GeneID (umano)	958
GeneID	958
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-193 del CD40 umano (P25942).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P25942
Peso della proteina	31 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante