


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd40 Umano Per Fc - P25942

Numero articolo: CM0011134



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD40 umano, validato per citometria a flusso. Bersaglia l'antigene di superficie delle cellule B CD40 (Bp50, CDw40, TNFRSF5) con reattività crociata umana. Ideale per la rilevazione diretta nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-CD40 umano
Note/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Specie	Umana
ID gene (Umano)	958
ID gene	958
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-193 di CD40 umano (NP_001241.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P25942
Peso proteico	31 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio