


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd40 Umano Per Fc - P25942

Numero articolo: CM0010401



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con è diretto contro il CD40 umano ed è validato per la citometria a flusso. Adatto per la ricerca sulle cellule B e sui carcinomi e per gli studi sulla segnalazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD40 umano
Note/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	958
GeneID	958
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-193 del CD40 umano (NP_001241.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P25942
Peso della proteina	31 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante