


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd40 Umano Per Citometria A Flusso - P25942

Numero articolo: CM0012093



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro CD40 umano (TNFRSF5), validato per citometria a flusso. Ideale per lo studio dell'attivazione di cellule B e macrofagi, della risposta immunitaria e della segnalazione CD40-CD40L.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD40 umano
Note/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Specie	Umana
GeneID (Umano)	958
GeneID	958
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-193 del CD40 umano (P25942)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P25942
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio