


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd42B Umano Per Citometria A Flusso - P07359

Numero articolo: CM0011433



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD42b umano coniugato con per citometria a flusso (FC). Target: catena alfa della glicoproteina Ib piastrinica (GP1BA, CD42b, P07359). Adatto per la ricerca sull'emostasi, la trombosi e la biologia delle piastrine. Materia prima IVD di alta qualità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD42b umano
Note/Alias	BSS; GP1B; VWDP; CD42B; GPIbA; BDPLT1; BDPLT3; DBPLT3; GPIbalpha; CD42b-alpha
Specie	Umano
GeneID (umano)	2811
GeneID	2811
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 15-531 del CD42b umano (NP_000164.5)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P07359
Peso della proteina	72 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante