

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd45Ra () Per Citometria A Flusso - P08575-8

Numero articolo: CM0012168

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro CD45RA umano (isoforma 6) per citometria a flusso, 138kDa. Ideale per l'identificazione dei sottogruppi di leucociti umani e l'immunofenotipizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-umano CD45RA mAb
Osservazioni/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umano
GenelD (umano)	5788
GenelD	5788
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 26-482 del CD45RA umano, P08575-8)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P08575-8
Peso proteico	138kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio