

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd45Ra Per Citometria A Flusso - P08575-8

Numero articolo: CM0012206

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD45RA coniugato con per citometria a flusso. Rileva l'isoforma 6 di 138 kDa di CD45 (L-CA, T200) sui leucociti umani. Strumento affidabile per l'immunofenotipizzazione e l'analisi delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-umano CD45RA mAb
Osservazioni/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5788
GeneID	5788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-482 del CD45RA umano (P08575-8)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P08575-8
Peso proteico	138kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio