

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd45Ra Per Citometria A Flusso - P08575-8

Numero articolo: CM0008797

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di alta qualità mirato al CD45RA umano (isoforma 6 PTPRC). Validato per la citometria a flusso, consentendo una precisa immunofenotipizzazione dei leucociti in ambito clinico e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano CD45RA mAb
Osservazioni/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5788
ID Gene	5788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 26-482 del CD45RA umano (P08575-8).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P08575-8
Peso proteico	138kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio