

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd45Ra Per Citometria A Flusso - P08575-8

Numero articolo: CM0009781

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato targeting umano CD45RA (isoforma 6, P08575-8) per citometria a flusso. Cross-reacts with umano; ideale per studi di immunofenotipizzazione dei leucociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-umano CD45RA mAb
Note/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umano
Gene ID (umano)	5788
Gene ID	5788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-482 del CD45RA umano (P08575-8)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P08575-8
Peso proteico	138kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio