

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd45Ra Per Citometria A Flusso - P08575-8

Numero articolo: CM0005057

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia CD45RA umano (isoforma 6 di PTPRC, P08575-8) per citometria a flusso. Ideale per l'immunofenotipizzazione delle cellule ematopoietiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD45RA mAb
Note/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umana
GenelD (Umana)	5788
GenelD	5788
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-482 di CD45RA umano (P08575-8).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P08575-8
Peso proteico	138kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio