

Coniglio Anti-Umano Cd45Rb Anticorpo Monoclonale Per Fc - P08575-9

Numero articolo: CM0009555

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting l'CD45RB umano (isoforma 7 di PTPRC), validato per la citometria a flusso. Ideale per la ricerca sull'antigene leucocitario comune e per il profilo delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD45RB mAb
Note/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5788
GeneID	5788
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P08575-9
Spedizione	Borsa del ghiaccio