

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd45Rb (Pe) Per Citometria A Flusso - P08575-9

Numero articolo: CM0010888

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio coniugato con PE mirato al CD45RB umano (isoforma 7 PTPRC, SWISS: P08575-9), per citometria a flusso. Immunogeno ricombinante (aa 26-463), cross-reatta con l'umano. ~136 kDa. Adatto per la ricerca sui leucociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Umano CD45RB mAb
Osservazioni/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umano
GeneID	5788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 26-463 del CD45RB umano (XP_006711537.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P08575-9
Peso Proteico	136kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio