


Coniglio Anti-Umano Cd46 Mab Per Citometria A Flusso - P15529

Numero articolo: CM0009422



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting al CD46 umano (MCP). Validato per la citometria a flusso, questo anticorpo riconosce il CD46 umano, un importante regolatore del complemento e recettore di patogeni. Ideale per la ricerca in immunologia e malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD46 mAb
Note/Alias	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
Specie	Umano
GeneID (umano)	4179
GeneID	4179
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-328 del CD46 umano (NP_002380.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P15529
Peso Proteico	37-44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio