

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd46 Umano Per Fc - P15529

Numero articolo: CM0011838



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD46 umano (MCP). Validato per la citometria a flusso; riconosce una proteina di membrana di 37-44 kDa. Indicato per la ricerca sul complemento, gli studi sull'ingresso virale e i saggi di regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD46 umano
Note/Alias	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
Specie	Umano
ID gene (umano)	4179
ID gene	4179
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-328 del CD46 umano (NP_002380.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P15529
Peso della proteina	37-44 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante