


Coniglio Anti-Umano Cd46 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P15529

Numero articolo: CM0011716



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting CD46 umano (MCP). Validato per citometria a flusso (FC). Adatto per la ricerca sulla regolazione del complemento, co-stimolazione delle cellule T e interazione patogeno-ospite.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD46 mAb
Osservazioni/Alias	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4179
Gene ID	4179
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-328 del CD46 umano (NP_002380.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P15529
Peso Proteico	37-44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio