


Anticorpo Monoclonale Coniugato, Coniglio Anti-Cd47 Umano Per Fc - Q08722

Numero articolo: CM0011656



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro il CD47 umano, validato per citometria a flusso. Supporta lo sviluppo di saggi di immunologia e IVD; reagisce in modo crociato con l'umano. Dal portafoglio di materie prime di CamelBio. (SWISS: Q08722)

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD47 umano
Note/Alias	CD47; IAP; MER6; OA3; molecola CD47
Specie	Umano
GeneID	961
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-139 del CD47 umano (NP_001768.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q08722
Peso Proteico	31kDa/33kDa/35kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio