


Anticorpo Monoclonale Conigliato Anti-Cd47 Umano Per Fc - Q08722

Numero articolo: CM0004261



introduzione

Anticorpo monoclonale conigliato coniugato che lega CD47 umano (IAP/OA3) per citometria a flusso. Coinvolto nell'adesione cellulare, nella regolazione immunitaria e nella trasduzione del segnale; adatto per applicazioni di ricerca e diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb Rabbit anti-Human CD47
Note/Alias	CD47; IAP; MER6; OA3; molecola CD47
Specie	Umana
Gene ID	961
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-139 di CD47 umano (NP_001768.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q08722
Peso proteico	31kDa/33kDa/35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio