

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd47 Per Citometria A Flusso - Q08722

Numero articolo: CM0008498



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD47 coniugato con per citometria a flusso. Specifico per CD47 umano (SWISS: Q08722). Adatto per indagare il ruolo del CD47 nella regolazione immunitaria, nella biologia del cancro e nella funzione cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-umano CD47 mAb
Osservazioni/Alias	CD47; IAP; MER6; OA3; molecola CD47
Specie	Umano
GeneID (Umano)	961
GeneID	961
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-139 del CD47 umano (NP_001768.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q08722
Peso proteico	31kDa/33kDa/35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio