

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd48 Umano Per Fc - P09326

Numero articolo: CM0010408



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro il CD48 umano, coniugato con . Convalidato per applicazioni di citometria a flusso (FC). Il CD48 è un regolatore immunitario ancorato a GPI coinvolto nell'attivazione delle cellule T e delle cellule NK. Ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD48 umano
Note/Alias	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
Specie	Umana
GeneID (Umano)	962
GeneID	962
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-220 del CD48 umano (NP_001769.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P09326
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio