

Anticorpo Monoclonale Coniugato, Di Coniglio, Anti-Cd48 Umano Per Fc - P09326

Numero articolo: CM0008994



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con riconosce il CD48 umano (BCM1, BLAST, SLAMF2), una glicoproteina ancorata a GPI ampiamente espressa sulle cellule ematopoietiche. È adatto per applicazioni di citometria a flusso (FC). Immunogeno: proteina di fusione ricombinante (aa 27-220). Ideale per studi di segnalazione delle cellule T e attivazione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD48 umano
Note/Alias	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
Specie	Umano
GeneID (Umano)	962
GeneID	962
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-220 del CD48 umano (NP_001769.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P09326
Peso Proteico	19kDa/28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio