

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd48 Umano Per Citometria A Flusso - P09326

Numero articolo: CM0005517



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia la proteina CD48 (SLAMF2) umana. Validato per la citometria a flusso (FC), questo reagente permette la rilevazione affidabile di CD48 sulle cellule ematopoietiche per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD48 mAb
Note/Alias	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	962
GeneID	962
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-220 della CD48 umana (NP_001769.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P09326
Peso proteico	28 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio