


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd5 Umano - P06127

Numero articolo: CM0012495



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD5 umano per citometria a flusso (FC). Specifico per il CD5 umano (SWISS: P06127), una glicoproteina di superficie delle cellule T coinvolta nella regolazione immunitaria. Ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD5 umano
Note/Alias	T1; LEU1
Specie	Umano
GeneID (umano)	921
GeneID	921
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-371 del CD5 umano (NP_055022.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P06127
Peso della proteina	55 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante