

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd50 (Icam-3) Per Fc - P32942

Numero articolo: CM0010990



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD50/ICAM-3 umano, ottimizzato per citometria a flusso, ideale per studiare l'adesione leucocitaria e le interazioni delle cellule dendritiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD50(ICAM-3) mAb
Annotazioni / Alias	CD50; CDW50; ICAM-R
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	3385
ID Gene	3385
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-114 di CD50 (ICAM-3) umano (NP_002153.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P32942
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio