

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd51 Umano Per Citometria A Flusso - P06756

Numero articolo: CM0012280



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD51 umano (integrina alfa-V, P06756). Validato per la citometria a flusso (intracellulare). Ideale per la ricerca sull'adesione cellulare, la segnalazione delle integrine e i meccanismi dell'infezione virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD51 umano
Note/Alias	CD51; MSK8; VNRA; VTNR
Specie	Umana
GeneID (umano)	3685
GeneID	3685
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 949-1048 del CD51 umano (NP_002201.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umana
SWISS	P06756
Peso della proteina	116 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante