


Anticorpo Monoclonale Coniugato Con Coniglio Anti-Cd52 Umano Per Citometria A Flusso - P31358

Numero articolo: CM0012434



introduzione

Anticorpo monoclonale di alta qualità coniugato con coniglio anti-CD52 umano per citometria a flusso. Specifico per CD52 umano (SWISS P31358), validato per FC. Ideale per immunofenotipizzazione e applicazioni di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD52 umano
Note/Alias	HE5; CDW52; EDDM5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1043
ID Gene	1043
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-61 del CD52 umano (NP_001794.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P31358
Peso Proteico	7kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio