


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd52 Umano Per Citometria A Flusso - P31358

Numero articolo: CM0009301



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia la proteina CD52 umana (antigene CAMPATH-1, HE5). Validato per citometria a flusso, specifico per l'uomo. Swiss-Prot: P31358, glicoproteina ancorata a GPI di ~7 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-CD52 umano
Annotazioni/Nomi alternativi	HE5; CDW52; EDDM5
Specie bersaglio	Uomo
GeneID (Uomo)	1043
GeneID	1043
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-61 della CD52 umana (NP_001794.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a flusso)
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P31358
Peso molecolare della proteina	7 kDa
Spedizione	Con sacchetto di ghiaccio