


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Uomo Cd55 Per Fc - P08174

Numero articolo: CM0008685



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD55 (DAF) umano, validato per citometria a flusso. Riconosce la proteina regolatoria del complemento ancorata a GPI; ideale per studi sulle vie del complemento, l'ingresso virale e l'evasione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD55 mAb
Note/Alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1604
GeneID	1604
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-353 di CD55 umano (NP_000565.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P08174
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio