


Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Umano Cd55 Per Fc - P08174

Numero articolo: CM0004517



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che mira al CD55 umano, validato per la citometria a flusso. Adatto per studiare la regolazione del complemento, l'immunità innata e l'ingresso virale. Reagisce con campioni umani e rileva molteplici isoforme di CD55.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio anti-umano CD55 coniugato
Osservazioni/Alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1604
ID Gene	1604
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-353 del CD55 umano (NP_000565.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P08174
Peso proteico	39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio