


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd55 Umano Per Citometria A Flusso - P08174

Numero articolo: CM0008629



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità coniugato ad , diretto contro CD55 umano (DAF), validato per la citometria a flusso. Ideale per studi sulla cascata del complemento e sulle interazioni ospite-patogeno. - P08174

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Dettagli                                                                                                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb di coniglio anti-CD55 umano                                                                                             |
| Note/alias          | CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE; molecola CD55                                                                                    |
| Specie              | Umano                                                                                                                       |
| GeneID (umano)      | 1604                                                                                                                        |
| GeneID              | 1604                                                                                                                        |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-353 di CD55 umano (NP_000565.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                       |
| Applicazione        | FC                                                                                                                          |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                                       |
| SWISS               | P08174                                                                                                                      |
| Peso della proteina | 39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa                                                                                               |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                          |