

Coniglio Anti-Umano Cd56/Ncam1 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P13591

Numero articolo: CM0005902



introduzione

mAb di coniglio anti-Umano CD56/NCAM1 per citometria a flusso (FC). Riconosce il CD56 umano (NCAM1), una molecola di adesione cellulare di 95 kDa coinvolta nelle interazioni neurone-neurone e nell'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD56/NCAM1 mAb
Note/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Specie	Umano
Gene ID	4684
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-413 del CD56/NCAM1 umano (NP_851996.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P13591
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio